

E 339/1

Indsats

til optimal anbringelse af op til 12 kassetteunderdele og bakker.



- Egnede til 12 bakkeunderdele eller bakker
- Udstyret med 13 holdere (12 rum).
- Den maksimale bakkestørrelse er 290 x 20 mm

EAN: 4002515094860 / Materiale nummer: 09233840 /
Gammelt materiale nummer: 69533902D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Indsats til trays/bakker	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Antal rum	12
Kapacitet	
Trays/bakker [antal]	12
Standard tilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	115
Udvendigt mål, nettobredde i mm	305
Udvendigt mål, nettodybde i mm	498
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	480
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	320
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	130
Nettovægt i kg	0,80
Bruttovægt i kg	1,22