

E 900-6

Vogn

til optimal rengøring af instrumenter på 6 niveauer.



- Udstyret med tilslutninger til hulrumsinstrumenter
- Fyldningskapacitet: 18 DIN-filtre\*
- Udstyret med 3 indbyggede spulearme
- Fyldningsmålet for de enkelte niveauer er forskellige
- Magnetliste til automatisk vognregistrering (inkl. magneter ML)

\* DIN-filtre: 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002515263358 / Materiale nummer: 09525120 /  
Gammelt materiale nummer: 69590007D

<b>Produktkategori</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategori</b>	
Vogn til indsatser	•
Injektorvogne til opbevaring af sikurve	•
Vogne til MIC-instrumenter	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
<b>Kapacitet</b>	
DIN-sikurve [antal]	18
SPRI-sikurve [antal]	12
Instrumenter med hulrum [antal]	16
<b>Standard ertilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	553
Udvendigt mål, nettobredde i mm	636
Udvendigt mål, nettodybde i mm	790
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	680
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	560
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	650
Nettovægt i kg	12,85
Bruttovægt i kg	12,85
<b>Tilbehørspakke</b>	
Magnetliste til automatisk vognenkendelse (inkl. magneter) [antal]	1