


A 102

Overkurv

højdejusterbar, til optimal anbringelse af indsatser.



- Fyldningshøjde 205 +/- 30 mm, -bredde 475 mm, -dybde 450 mm
- Med indbygget spulearm

EAN: 4002515460634 / Materiale nummer: 09862360 /
Gammelt materiale nummer: 69610200D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Lafette/kurveholder	•
Overkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af gynækologiske instrumenter	•
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af OP-sko	•
Genbehandling af skåle	•
Genbehandling af nyreskåle	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Kapacitet	
DIN-sikurve [antal]	2
SPRI-sikurve [antal]	1
Standard etilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	206
Udvendigt mål, nettobredde i mm	528
Udvendigt mål, nettodybde i mm	527
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	230
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	540
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	565
Nettovægt i kg	3,02
Bruttovægt i kg	3,78