


A 104

Overkurv

til optimal anbringelse af instrumenter fra MIC, artroskopi og urologi.



- Højre side til anbringelse af 11 hulrumsinstrumenter
- Ekstra luer-lock-tilslutningssteder til hulrumsinstrumenter
- Med spulearm: Sikurve på understellet kan indstilles

EAN: 4002515460658 / Materiale nummer: 09862380 /  
Gammelt materiale nummer: 69610400D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Kurv til MIC-instrumenter	•
Injektorkurv	•
Overkurv	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
<b>Kapacitet</b>	
DIN-sikurve [antal]	1
Instrumenter med hulrum [antal]	11
<b>Standard eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	332
Udvendigt mål, nettobredde i mm	528
Udvendigt mål, nettodybde i mm	526
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	270
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	525
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	540
Nettovægt i kg	4,00
Bruttovægt i kg	6,50