

A 150

Underkurv

til optimal påsætning af injektormoduler eller indsætter.



- Underkurv med to modultilslutninger
- Til anbringelse af op til 2 injektormoduler eller indsætter
- Automatisk lukning af tilkoblingen ved manglende anvendelse
- Fyldningsmål: bredde 494, længde 440 mm

EAN: 4002515460672 / Materiale nummer: 09862400 /
Gammelt materiale nummer: 69615000D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Kurv med modultilslutning	•
Underkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af butyrometre	•
Genbehandling af målecyindre	•
Standard ertilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	154
Udvendigt mål, nettobredde i mm	529
Udvendigt mål, nettodybde i mm	546
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	175
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	545
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	565
Nettovægt i kg	2,61
Bruttovægt i kg	3,29