

A 151

Underkurv

til anbringelse af gængse DIN-sikurve samt diverse indsatsr.



- Fyldningshøjde afhængig af den valgte overkurv
- Bestykningsbredde: 490 mm, -dybde: 498 mm

EAN: 4002515460689 / Materiale nummer: 09862410 / Gammelt materiale nummer: 69615100D

<b>Produktkategori</b>	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8058	•
PG 8063	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Produktkategori</b>	
Lafette/kurveholder	•
Underkurv	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af gynækologiske instrumenter	•
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af OP-sko	•
Genbehandling af skåle	•
Genbehandling af nyreskåle	•
Genbehandling af sutteflasker	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Genbehandling af sikurve	•
Genbehandling af diverse instrumenter	•
Rengøring af lungeautomater	•
Rengøring af røgdykkermasker	•
Genbehandling af holder til tryklftsapparat	•
<b>Kapacitet</b>	
DIN-sikurve [antal]	2
SPRI-sikurve [antal]	1
<b>Standard etilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	88

A 151

Underkurv

til anbringelse af gængse DIN-sikurve samt diverse indsatser.



EAN: 4002515460689 / Materiale nummer: 09862410 /

Gammelt materiale nummer: 69615100D

Udvendigt mål, nettobredde i mm	529
Udvendigt mål, nettodybde i mm	522
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	120
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	545
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	555
Nettovægt i kg	1,85
Bruttovægt i kg	2,40