


A 200
Vogn
til optimal anbringelse af 38 pipetter.



- Til anbringelse af 10 100 ml-pipetter i række 1, afstand 20 mm
- Til anbringelse af 14 25 ml-pipetter i d. 2. række, afstand 26 mm
- Til anbringelse af 14 10 ml-pipetter i d. 3. række, afstand 26 mm

EAN: 4002515460696 / Materiale nummer: 09862420 /
Gammelt materiale nummer: 69620000D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Vogn til pipetter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Kapacitet	
Pipetter [antal]	38
Standard tilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	397
Udvendigt mål, nettobredde i mm	529
Udvendigt mål, nettodybde i mm	546
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	270
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	525
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	540
Nettovægt i kg	4,40
Bruttovægt i kg	6,40