


A 201
Vogn
til optimal anbringelse af anæstesisæt.



- 8 dyser m. fjederholdere, til vejtrækningslanger på maks. 1,5 m
- Opbevaring på spiral
- 15 injektordyser til inkubationsmateriale

EAN: 4002515460702 / Materiale nummer: 09862430 /
Gammelt materiale nummer: 69620100D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Vogne til anæstesiinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Kapacitet	
AN-sæt [antal]	3
Standard tilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	434
Udvendigt mål, nettobredde i mm	531
Udvendigt mål, nettodybde i mm	546
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	270
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	525
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	540
Nettovægt i kg	9,00
Bruttovægt i kg	10,50
Tilbehørspakke	
E 430/1 1/3 sikurve [antal]	1
E 431 injektordyse til dørbælg, Ø 8 x 193 mm [antal]	1
E 432 holder til anæstesislanger [antal]	1
E 433 holder til silikoneanæstesislanger [antal]	2
E 434 holder til bølgeanæstesislanger [antal]	1
E 466 injektordyse 8 x 333 mm, til ventilationspose [antal]	6
E 496 injektordyse 4 x 120 mm [antal]	15