

A 202
Vogn
til optimal anbringelse af 4 DIN-sikurve.



- Eget til 4 DIN-sikurve på 2 niveauer
- Påsætningsrammer: kan tages ud til rengøring af høje servicedele
- 6 ekstra tilslutningsmuligheder vha. luer-lock-forbindelse.
- Med indbygget spulearm
- Fyldningsmål på de forskellige niveauer er forskellige

EAN: 4002515460719 / Materiale nummer: 09862440 /
Gammelt materiale nummer: 69620200D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Vogn til indsats	•
Injektorgogne til sikurve	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Kapacitet	
DIN-sikurve [antal]	4
Standard etilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	223
Udvendigt mål, nettobredde i mm	529
Udvendigt mål, nettodybde i mm	542
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	235
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	550
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	560
Nettovægt i kg	5,50
Bruttovægt i kg	6,74