


A 204
Vogn
til optimal anbringelse af Mikro-instrumenter.



- Niveau 1: egnet til anbringelse af indsætter
- Niveau 2 til højre: 22 tilslutninger til hulrumsinstrumenter
- Niveau 2 til venstre: 11 luer-lock-adapter, han, horisont. Slange
- Med indbygget spulearm
- Filterrør A 800 kan anvendes i begge injektorlister

EAN: 4002515460733 / Materiale nummer: 09862460 /
Gammelt materiale nummer: 69620400D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Injektorvogne til oftalmologiinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Mulighed for brug af et centralfilter	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af oftalmologiinstrumenter	•
Kapacitet	
OP-sæt til mikroinstrumenter [antal]	2-4
Standard elttilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	365
Udvendigt mål, nettobredde i mm	529
Udvendigt mål, nettodybde i mm	535
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	530
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	560
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	540
Nettovægt i kg	11,50
Bruttovægt i kg	12,50
Tilbehørspakke	
E 476 holder [antal]	1
E 477 anslag [antal]	1