


A 303  
Modul  
til optimal anbringelse af op til 98 pipetter.



- Egnede til fx 98 måle- og fuld pipetter
- Monteringsrammens højde: 150 mm
- 1 stk. kan indsættes i hver kurv A 150 og APLW 106
- Fyldningshøjde uden overkurv: 450 mm (med underkurv A 150)

EAN: 4002515460825 / Materiale nummer: 09862560 /  
Gammelt materiale nummer: 69630300D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats/modul til pipetter	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af pipetter/vials	•
<b>Kapacitet</b>	
Pipetter [antal]	98
<b>Standard eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	185
Udvendigt mål, nettobredde i mm	222
Udvendigt mål, nettodybde i mm	471
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	270
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	525
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	540
Nettovægt i kg	2,50
Bruttovægt i kg	3,50