


A 304
Modul
til optimal anbringelse af op til 98 små rør.



- Eget til fx 98 centrifugerør, vials, reagensglas
- Fyldningshøjden er forskellig afhængigt af placering
- 1 stk. kan indsættes i hver kurv A 100, A 150 og APLW 106

EAN: 4002515460832 / Materiale nummer: 09862570 /
Gammelt materiale nummer: 69630400D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Indsats/modul til reagensglas	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Genbehandling af reagensglas	•
Kapacitet	
Vials [antal]	98
Standard ertilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	130
Udvendigt mål, nettobredde i mm	222
Udvendigt mål, nettodybde i mm	471
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	270
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	525
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	540
Nettovægt i kg	2,30
Bruttovægt i kg	3,30