

A 308

Indsats

til optimal anbringelse af 34 indlægssåler til operationssko.



- Egnet til op til 34 indlægssåler
- Til brug i over- eller underkurve

EAN: 4002515460863 / Materiale nummer: 09862600 /
Gammelt materiale nummer: 69630800D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Indsats til OP-sko	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af OP-sko	•
Standard tilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	71
Udvendigt mål, nettobredde i mm	475
Udvendigt mål, nettodybde i mm	445
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	270
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	525
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	540
Nettovægt i kg	1,17
Bruttovægt i kg	2,00