

A 801  
Adapter  
til AUF 1 og AUF 2 i forbindelse med A 105/1.



EAN: 4002515460931 / Materiale nummer: 09862940 /  
Gammelt materiale nummer: 69680100D

<b>Produkttilknytning</b>	
Termodesinfektorer	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategori</b>	
Holder eller adapter til hånd- og vinkelstykker	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	50
Udvendigt mål, nettobredde i mm	50
Udvendigt mål, nettodybde i mm	50
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	120
Nettovægt i kg	0,01
Bruttovægt i kg	0,01