

A 801
Adapter
til AUF 1 og AUF 2 i forbindelse med A 105/1.



EAN: 4002515460931 / Materiale nummer: 09862940 /
Gammelt materiale nummer: 69680100D

| | |
|---|---------------|
| Produktkategori | |
| Termodesinfektorer | • |
| Produkttilknytning | |
| PG 8581 | • |
| PG 8591 | • |
| PWD 8682 | • |
| PWD 8682 CD | • |
| PWD 8692 | • |
| Produktkategori | |
| Holder eller adapter til hånd- og vinkelstykker | • |
| Produktegenskaber | |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Farve | Rustfrit stål |
| Anvendelsesområde | |
| Genbehandling af tandlægeinstrumenter | • |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 50 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 50 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 50 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 12 |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm | 80 |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm | 120 |
| Nettovægt i kg | 0,01 |
| Bruttovægt i kg | 0,01 |