

A 803
Holder
til optimal påsætning af hånd- og vinkelstykker.



- Til brug i overkurv A 105/1 og modul A 315/1 modul med filterrør A 800
- Egnet til mange forskellige hånd- og vinkelstykker samt turbiner

EAN: 4002515460993 / Materiale nummer: 09863100 /
Gammelt materiale nummer: 69680300D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Produkttilknytning	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Holder	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	32
Udvendigt mål, nettobredde i mm	32
Udvendigt mål, nettodybde i mm	40
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	80
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	95
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	110
Nettovægt i kg	0,05
Bruttovægt i kg	0,09