


ZS 150-1
Helix-test
til optimal proceskontrol for små autoklaver.



- Kontrol af dampgennemtrængning med kemisk indikator
- Visning af resultater vha. farveskift
- 1 testgenstand, 250 indikatorer

EAN: 4002515540381 / Materiale nummer: 09910260 /
Gammelt materiale nummer: 68915002D

Produktkategori	
Små sterilisatorer	•
Produkttilknytning	
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategori	
Indikator/test	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	22
Udvendigt mål, nettobredde i mm	117
Udvendigt mål, nettodybde i mm	177
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	23
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	120
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	177
Nettovægt i kg	0,05
Bruttovægt i kg	0,10