

A 804
Rengøringsbørste
til optimal rengøring af filterrør A 800.



- Eget til rengøring af filterrør A 800
- Drejet børste med spiralformet besætning
- Skaffende med øsken
- Længde 500 mm, børstelængde 100 mm

EAN: 4002515527238 / Materiale nummer: 09960720 /
Gammelt materiale nummer: 68680400D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Filter	•
Andet tilbehør	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettodybde i mm	500
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	45
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	70
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	610
Diameter i mm	20
Nettovægt i kg	0,07
Bruttovægt i kg	0,16