

PG 8596

Doseringsskab

Til påsætning af proceskemikalier og doseringsmoduler



- 2 udtrækkelige skuffer til påsætning af 3 x 5 l-dunke på hver
- Indvendigt mål: H 285-690 , B 250, D 425-555 mm
- Med 2 påsætningsmuligheder for doseringsmoduler pr. niveau
- Opsamlingsbakke gør det muligt at tømme dunken bedre

EAN: 4002515558324 / Materiale nummer: 10087340 /
Gammelt materiale nummer: 69859602D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Doseringsssystem	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Standard ettilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	835
Udvendigt mål, nettobredde i mm	300
Udvendigt mål, nettodybde i mm	600
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	900
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	400
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	740
Nettovægt i kg	26,50
Bruttovægt i kg	30,00