


UG 30-90/60-85

Sokkel, lukket

til forhøjning af maskinen inkl. sideskab, 60 cm dyb, 90 cm bred.



- Kan anvendes til Aqua Purificator PG 8595 og DOS-skab PG 8596

EAN: 4002515558348 / Materiale nummer: 10087360 /
Gammelt materiale nummer: 69309001D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Underbygning/sokkel	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	300
Udvendigt mål, nettobredde i mm	897
Udvendigt mål, nettodybde i mm	542
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	330
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	915
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	563
Nettovægt i kg	13,40
Bruttovægt i kg	15,00