

## UBS 3

### Ombygningssæt

til brug af udvalgte overkurve fra serien G 78 i serien PG 85.



- Til ældre mobile units uden tørretilslutning
- Til ældre mobile units med svejset vandtilførsel

EAN: 4002515588994 / Materiale nummer: 10131110 /  
Gammelt materiale nummer: 69215016D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Termodesinfektorer	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Produktkategori</b>	
Ombygningssæt	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Farve	Rustfrit stål, Sort
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	90
Udvendigt mål, nettobredde i mm	305
Udvendigt mål, nettodybde i mm	176
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	100
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	310
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	210
Nettovægt i kg	0,59
Bruttovægt i kg	0,69