

A 600  
Modul  
til optimal rengøring af instrumenter fra robotassisteret kirurgi.



- Til 6 instrumenter, ældre generation (S/Si)

EAN: 4002515585016 / Materiale nummer: 10131910 /  
Gammelt materiale nummer: 69660001D

<b>Produktkategori</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategori</b>	
Modul/holder til robotinstrumenter	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af robotinstrumenter	•
<b>Kapacitet</b>	
Robotinstrumenter [antal]	6
<b>Standard tilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	265
Udvendigt mål, nettobredde i mm	573
Udvendigt mål, nettodybde i mm	318
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	355
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	605
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	355
Nettovægt i kg	5,20
Bruttovægt i kg	5,54