

A 602

Modul

til optimal rengøring af instrumenter fra robotassisteret kirurgi.



- Til 8 instrumenter, nyeste generation (Xi)

EAN: 4002515585030 / Materiale nummer: 10131930 /  
Gammelt materiale nummer: 69660201D

<b>Produktkategori</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategori</b>	
Modul/holder til robotinstrumenter	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af robotinstrumenter	•
<b>Kapacitet</b>	
Robotinstrumenter [antal]	8
<b>Standard eltilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	303
Udvendigt mål, nettobredde i mm	555
Udvendigt mål, nettodybde i mm	318
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	540
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	530
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	500
Nettovægt i kg	6,30
Bruttovægt i kg	7,80