

A 805

Holder

til optimal rengøring af instrumenter fra robotassisteret kirurgi.



- Til specialinstrumenter, kirurgiske staplere (Si)

EAN: 4002515585047 / Materiale nummer: 10131950 /  
Gammelt materiale nummer: 69680501D

<b>Produktkategori</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategori</b>	
Modul/holder til robotinstrumenter	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af robotinstrumenter	•
<b>Kapacitet</b>	
Robotinstrumenter [antal]	1
<b>Standard tilslutning</b>	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	92
Udvendigt mål, nettobredde i mm	41
Udvendigt mål, nettodybde i mm	165
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	25
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	245
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	485
Nettovægt i kg	0,37
Bruttovægt i kg	0,49