

A 806

Holder

til optimal rengøring af instrumenter fra robotassisteret kirurgi.



- Til specialinstrumenter med skylletilslutning på siderne

EAN: 4002515585054 / Materiale nummer: 10131960 /
Gammelt materiale nummer: 69680601D

| | |
|---|---------------|
| Produktkategori | |
| Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin | • |
| Produkttilknytning | |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| Produktkategori | |
| Modul/holder til robotinstrumenter | • |
| Produktegenskaber | |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Farve | Rustfrit stål |
| Anvendelsesområde | |
| Genbehandling af robotinstrumenter | • |
| Kapacitet | |
| Robotinstrumenter [antal] | 1 |
| Standard eltilslutning | |
| Faseantal | 0 |
| Spænding i V | 0-0 |
| Frekvens i Hz | 0-0 |
| Samlet tilslutningsværdi i kW | 0,00-0,00 |
| Sikring i A | 0-0 |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 77 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 41 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 165 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 25 |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm | 245 |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm | 485 |
| Nettovægt i kg | 0,37 |
| Bruttovægt i kg | 0,49 |