


A 807

Holder

til optimal rengøring af instrumenter fra robotassisteret kirurgi.



- Til specialinstr., præpareringsclips, ældre generation, S/Si

EAN: 4002515585078 / Materiale nummer: 10131980 /
Gammelt materiale nummer: 69680701D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Modul/holder til robotinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af robotinstrumenter	•
Kapacitet	
Robotinstrumenter [antal]	1
Standard eltilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	77
Udvendigt mål, nettobredde i mm	41
Udvendigt mål, nettodybde i mm	165
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	25
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	245
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	485
Nettovægt i kg	0,37
Bruttovægt i kg	0,49