

GP MI S 0031 W

Universal mikrofiberklude. Sæt med 3 stk.

til de bedste rengøringsresultater og en sikker anvendelse.

EAN: 4002515601419 / Materiale nummer: 10159570 /
Gammelt materiale nummer: 22996289EU1



- bestående af 1 universal-, 1 glas- og 1 højglansklud
- Ekstremt ridsefast og slidstærk
- God rengøringsevne takket være meget fintvævede mikrofibere
- Kan anvendes tør eller fugtig, med eller uden rengøringsmiddel