

GP CL KM 0252 L

Glaskeramisk kogeplade- og stålrens, 250 ml
til de bedste rengøringsresultater og en sikker anvendelse.

EAN: 4002515605752 / Materiale nummer: 10173200 /
Gammelt materiale nummer: 22996291EU6



- Bedste produkt på markedet –
Testvinder i Schweiz
- Fjerner effektivt fedtpletter,
fastbrændt snavs og pletdannelse
- Efterlader en beskyttelsesfilm, der
letter senere rengøring
- Skånsom rengøring takket være en
formulering med fine krystaller
- Anvendes ikke ved CleanSteel eller
PerfectClean
- Den bedste pleje til mange års
trofast tjeneste