

GP CL MCX 1001 P

Rengøringsmiddel til mælkerør, 100 stk.

til hygiejnisk rene mælkerør i Miele espressomaskiner

EAN: 4002515612170 / Materiale nummer: 10180270 /  
Gammelt materiale nummer: 29996908EU1



- Meget effektiv rengøring, der også er skånsom over for materialet
- Enkel dosering takket være portionerede sticks
- Fjerner alt mælkeprotein og -fedt
- Nøje afstemt formulering – Særlig Miele-opskrift
- Den bedste pleje til mange års trofast tjeneste