

DOS G 80/72

Slangedoseringspumpe til 20-30 l-dunk med påfyldningsindikator til automatisk dosering af flydende rengøringsmiddel.



- Egnede til alle opvaskemaskiner i produktserien PG 8172
- 448 mm rør til 20-30 l-dunk
- Dosering op til 55 Milliliter ml pr. minut
- Kan indstilles via opvaskemaskinens styring

EAN: 4002515648698 / Materiale nummer: 10210160 /
Gammelt materiale nummer: 67747022D

Produkttilknytning	
Opvaskemaskiner, tank, til gennemstik	•
Produkttilknytning	
PG 8172	•
PG 8172 ECO	•
PTD 901	•
Produktkategori	
Eksternt doseringssystem	•
Produktegenskaber	
Materiale	Kunststof
Farve	Grå
Forsyningshastighed i ml/60 sek.	55
Sugelansens længde i mm	448
Eltilslutning	
Faseantal	1
Nulleleder	N
AC/DC	AC
Spænding i V	200-230
Frekvens i Hz	50
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,01
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	160
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	198
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	478
Nettovægt i kg	1,91
Bruttovægt i kg	2,13