

NB TD 0011

Doseringsbeholder 1

Tom beholder til dosering af flydende vaskemidler i vaskemaskiner med TwinDos.

EAN: 4002515631768 / Materiale nummer: 10223070 /
Gammelt materiale nummer: 11997091D



- Gennemsigtig beholder med en kapacitet på 1,5 l
- Påfyldning af flydende vaskemiddel eller skyllemiddel
- Til skylning af TwinDos-doseringslanger
- Til udvalgte Miele W1 TwinDos-modeller