

NB TD 0021

Doseringsbeholder 2

Tom beholder til dosering af flydende vaskemidler i vaskemaskiner med TwinDos.

EAN: 4002515631775 / Materiale nummer: 10223120 /  
Gammelt materiale nummer: 11997092D



- Gennemsigtig beholder med en kapacitet på 1,5 l
- Påfyldning af flydende vaskemiddel eller skyllemiddel
- Til skylning af TwinDos-doseringslanger
- Til udvalgte Miele W1 TwinDos-modeller