

UGT 44-60/85

Sokkel, lukket, med dør

til ergonomisk påfyldning og tømning af maskinen.



- Til opbevaring af fx proceskemikalier

EAN: 4002515647295 / Materiale nummer: 10259260 /  
Gammelt materiale nummer: 69506001D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Produktkategori</b>	
Underbygning/sokkel	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	440
Udvendigt mål, nettobredde i mm	600
Udvendigt mål, nettodybde i mm	600
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	460
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	610
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	610
Nettovægt i kg	5,00
Bruttovægt i kg	6,40