


DKF 21-R
Regenererbart Longlife AirClean-lugtfiler
til Miele's emhætte DA 670x.

EAN: 4002515652527 / Materiale nummer: 10271460 /
Gammelt materiale nummer: 28996363EU1



- Med aktivt kul – neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos
- Hvert halve år kan den blot regenereres i ovnen
- Levetid på 3 år
- Billigere end engangsfilter, når udskiftningsinterval overholdes.
- Indhold: 4 filter, mål: 42,8 cm x 10,0 cm x 1,9 cm