

DKF 26-R
Regenererbart Longlife AirClean-lugtfiler
til Miele emhætte DA 7006 D.

EAN: 4002515652541 / Materiale nummer: 10271480 /
Gammelt materiale nummer: 28996365EU1



- Med aktivt kul – neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos
- Hvert halve år kan den blot regenereres i ovnen
- Levetid på 3 år
- Billigere end engangsfilter, når udskiftningsinterval overholdes.
- Indhold: 2 filter, mål:
48,0 cm x 28,5 cm x 1,0 cm