


A 811  
Reservenet  
til udskiftning af net fra A 810



- Ukompliceret udskiftning af net
- Meget modstandsdygtig og holdbar

EAN: 4002515676790 / Materiale nummer: 10283680 /  
Gammelt materiale nummer: 69501900D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Afdækning	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Hvid
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	20
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	235
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	475
Nettovægt i kg	0,09
Bruttovægt i kg	0,15