

HUB 5001-XL

Gourmet-fad egnet til induktion
til stegning, kogning og gratinering.

EAN: 4002515689301 / Materiale nummer: 10314310 /
Gammelt materiale nummer: 22996297EU1



- Maks. kapacitet ca. 8 kg – udv. mål
BxDxH 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
- Manuelt trykstøbt aluminium
- Let rengøring takket være non-
stick-belægning af høj kvalitet
- Uden låg af rustfrit stål HBD 60-35
- Til brug i ovne