

ProCare Shine 11 OB - 6 kg
 Rengøringsmiddel i pulverform, mild alkalisk 6 kg
 til rengøring af meget tilsmudset service, bestik og glas.



- Indeholder aktivt og fosfat
- Fjerner pålideligt fastbrændte og indtørrede madrester
- Til anvendelse i industriopvaskemaskiner
- Rengøringsmiddel i pulverform til manuel dosering
- Specielt udviklet formulering til Miele Professional

EAN: 4002515802212 / Materiale nummer: 10582700 /
 Gammelt materiale nummer: 61911202EU1

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Opvaskemaskiner ProfiLine	•
Opvaskemaskiner, tank	•
Opvaskemaskiner, tank, til gennemstik	•
Anvendelsesmuligheder	
Fjernelse af fedt	•
Fjernelse af protein	•
Fjernelse af kaffe- og terester	•
Fjernelse af indtørrede madrester	•
Fjernelse af fastbrændt fedt	•
Fjernelse af stivelse	•
Dosering	
Doseringsanbefaling (pr. opvask)	20-25 g / 2-5 g/l
Manuel dosering	•
Tilsmudsgrad	Stærk
Anbefalet vandhårdhedsområde i mmol/l	0-0,53
Hovedanvendelsesområder	
Hoteller og pensionater	•
Restauranter, barer og catering	•
Spa, wellness og sport	•
Ældrecentre og plejehjem	•
Skoler og børnehaver	•
Små virksomheder	•
Agenturer og kontorer	•
Hospitaler og klinikker	•
Produktegenskaber	
Medietype	Mildt alkalisk reng.middel
Aggregatform	Pulver
Indholdsstoffer	Alkalier, Iltbaseret blegemiddel., Fosfat
Velegnet til glas	•
Velegnet til bestik	•
Velegnet til kunststof	•
Velegnet til rustfrit stål	•
Velegnet til porcelæn/keramik	•
Velegnet til aluminium	•
Ikke egnet til sølv	•
Forhindrer kalkaflejringer og beskytter servicet	•
Forebygger korrosion	•
Dekorationsbeskyttende	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	214
Udvendigt mål, nettobredde i mm	233
Udvendigt mål, nettodybde i mm	233
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	214
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	233
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	233

ProCare Shine 11 OB - 6 kg

Rengøringsmiddel i pulverform, mild alkalisk 6 kg
til rengøring af meget tilsmudset service, bestik og glas.

EAN: 4002515802212 / Materiale nummer: 10582700 /
Gammelt materiale nummer: 61911202EU1

Kapacitet i g	6000
Bruttovægt i kg	6

Normer og godkendelser

GHS/CLP-konform

•

