

ProCare Shine 11 OB - 6 kg
 Rengøringsmiddel i pulverform, mild alkalisk 6 kg
 til optimal rengøring af service, bestik og glas.



- Indeholder aktivt og fosfat
- Særdeles god rengøringseffekt ved fx kaffe- og terester
- Til anvendelse i industriopvaskemaskiner
- Doseringsanbefaling: hhv. 20-25 g eller 2-5 g/l pr. opvask
- Udviklet specielt til Miele Professional

EAN: 4002515802212 / Materiale nummer: 10582700 /
 Gammelt materiale nummer: 61911202EU1

Produkttilknytning	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Opvaskemaskiner ProfiLine	•
Opvaskemaskiner, tank	•
Opvaskemaskiner, tank, til gennemstik	•
Anvendelsesmuligheder	
Fjernelse af kaffe- og terester	Meget god
Fjernelse af stivelse/protein	Meget god
Fjernelse af indtørrede madrester	Meget god
Fjernelse af fastbrændt fedt	Meget god
Fjernelse af fedt	Meget god
Doseringsanbefaling	
Doseringsanbefaling pr. opvask	20-25 g / 2-5 g/l
Tilsmudsningsgrad	Stærk
Opløsningens pH-værdi	11,0-11,5
Anbefalet vandområde i mmol/l	0-0,53
Produktegenskaber	
Medietype	Mildt alkalisk reng.middel
Aggregatform	Pulver
Indholdsstoffer	Alkali, Blegemiddel på syrestofbasis, Fosfat
Velegnet til glas	•
Velegnet til bestik	•
Velegnet til kunststof	•
Velegnet til rustfrit stål	•
Velegnet til porcelæn/keramik	•
Velegnet til aluminium	•
Velegnet til sølv	•
Dekorationsbeskyttende	•
Forebygger korrosion	•
Forhindrer kalkaflejring og beskytter servicet	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	214
Udvendigt mål, nettobredde i mm	233
Udvendigt mål, nettodybde i mm	233
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	214
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	233
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	233
Diameter i mm	233
Påfyldningsvægt i g	6000
Bruttovægt i kg	6
Overensstemmelse, godkendelser	
GHS/CLP-konform	•