

E 473/2

Si

med låg, egnet til diverse smådele.



- Til ophængning
- Med nem låglukning

EAN: 4002515811962 / Materiale nummer: 10623720 /
Gammelt materiale nummer: 69547303D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Produktkategori	
Indsatser	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	88
Udvendigt mål, nettobredde i mm	66
Udvendigt mål, nettodybde i mm	66
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	80
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	95
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	110
Nettovægt i kg	0,10
Bruttovægt i kg	0,14