

CJ Jug 1,0l  
Serveringskande 1,0 l  
til Miele's espressomaskiner CVA og CM med kaffekandefunktion.

EAN: 4002515841990 / Materiale nummer: 10694310 /  
Gammelt materiale nummer: 29992617EU1



- Direkte brygning uden at hælde fra espressomaskinen over i kanden
- Førsteklasses rustfrit stål, poleret
- Nem rengøring med det komplet aftagelige låg
- Vakuumpumpet totermisk isoleringslegeme, der ikke kan gå itu
- Komfortabelt aroma-skydelåg