

A 817

Hylster

til optimal rengøring, fx af øre-næse-hals-instrumenter.



- Egnet til injektorvogne og kurve, kan skrues fast
- Inklusive kappe og fastgørelsesbolt

EAN: 4002515880593 / Materiale nummer: 10706260 /
Gammelt materiale nummer: 69681700D

Produkttilknytning	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	120
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	170
Diameter i mm	24
Nettovægt i kg	0,02
Bruttovægt i kg	0,02