

A 818

Hylsterhætte

til optimal fiksering af instrumenter ved brug af hylster.



- Æske med 12 kapper
- Åbning, der kan tilpasses, alt efter anvendelse

EAN: 4002516100119 / Materiale nummer: 10706620 /
Gammelt materiale nummer: 69681800D

Produkttilknytning	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Kunststof
Farve	Hvid
Anvendelsesområde	
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	20
Udvendigt mål, nettobredde i mm	20
Udvendigt mål, nettodybde i mm	20
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	80
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	120
Diameter i mm	20
Nettovægt i kg	0,03
Bruttovægt i kg	0,03