

ProCare Shine 40 GC - 5 l
 Klarskyllemiddel, 5 l
 med EU-Ecolabel, til slutskyl af service, bestik og glas.



- Tildelt EU Ecolabel
- Indeholder let bionedbrydelige tensider og citronsyre
- Til et optimalt slutskyl, skumreducerende effekt
- Til erhvervsopvaskemaskiner
- Flydende koncentrat, doseringsanb.: 0,02+0,04 % (0,2-0,4 ml/l)

EAN: 4002515946947 / Materiale nummer: 10714980 /
 Gammelt materiale nummer: 61915701EU1

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Opvaskemaskiner ProfiLine	•
Opvaskemaskiner, tank	•
Opvaskemaskiner, tank, til gennemstik	•
Doseringsanbefaling	
Doseringsanbefaling pr. opvask	0,2-0,4 ml/l (0,02-0,04 %)
Doseringsanbefaling (pr. opvask)	0,2-0,4 ml/l (0,02-0,04 %)
Stor åbning til doseringsdyse	•
pH-værdi ved 20 °C	2,1
Anbefalet vandområde i mmol/l	0-0,53
Hovedanvendelsesområder	
Hoteller og pensionater	•
Restauranter, barer og catering	•
Spa, wellness og sport	•
Ældrecentre og plejehjem	•
Skoler og børnehaver	•
Små virksomheder	•
Agenturer og kontorer	•
Hospitaler og klinikker	•
Produktegenskaber	
Middel	Afspændingsmiddel
Aggregatform	Flydende koncentrat
Indholdsstoffer	Kompleksdanner (uden fosfat), Tensider, Citronsyre
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	185,00
Produktegenskaber	
Medietype	Afspændingsmiddel
Aggregatform	Flydende koncentrat
Indholdsstoffer	Kompleksdanner (uden fosfat), Tensider, Citronsyre
Velegnet til glas	•
Velegnet til bestik	•
Velegnet til kunststof	•
Velegnet til rustfrit stål	•
Velegnet til porcelæn/keramik	•
Velegnet til aluminium	•
Velegnet til sølv	•
Dekorationsbeskyttende	•
Forhindrer kalkaflejringer og beskytter servicet	•
Forbedrer og afkorter tørringsfasen	•
Spildevandsneutral	•
Skumdæmpende	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	250
Udvendigt mål, nettobredde i mm	150

ProCare Shine 40 GC - 5 l
Klarskyllemiddel, 5 l
med EU-Ecolabel, til slutskyl af service, bestik og glas.



EAN: 4002515946947 / Materiale nummer: 10714980 /
Gammelt materiale nummer: 61915701EU1

Udvendigt mål, nettodybde i mm	190
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	240
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	145
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	185
Bruttovægt i kg	5
Kapacitet i ml	5000
Normer og godkendelser	
GHS/CLP-konform	•
EU-Ecolabel	•
Testnumre	
EU Ecolabel: DE/038/066	•