

DataDiaryID  
NFC-chipkort  
til nem brugeridentifikation i DataDiary-appen.




- Let bruger-login via NFC-tag
- Indeholder 5 chipkort
- NFC-Tags er kompatible med ISO/IEC 14443 (type A)
- Anvendelse forudsætter NFC-kompatibel tablet-pc

EAN: 4002515966464 / Materiale nummer: 10735270 /  
Gammelt materiale nummer: 68819501D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Små sterilisatorer	•
Produkttilknytning	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategori	
Proces-/driftsdatadokumentation/kommunikation	•
Produktegenskaber	
Materiale	Kunststof
Farve	Hvid
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Genbehandling af laboratorieglas	•
Genbehandling af objektholdere	•
Genbehandling af butyrometre	•
Genbehandling af apoteks-/infusionsflasker	•
Genbehandling af anæstesiinstrumenter	•
Genbehandling af MIC-instrumenter	•
Genbehandling af oftalmologiinstrumenter	•
Genbehandling af robotinstrumenter	•
Genbehandling af gynækologiske instrumenter	•
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af OP-sko	•
Genbehandling af skåle	•
Genbehandling af nyreskåle	•
Genbehandling af sutteflasker	•
Genbehandling af OP-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Genbehandling af ortopædiske OP-instrumenter	•
Genbehandling af medullære søm/intramedullære bor	•
Genbehandling af trays/bakker	•
Genbehandling af sikurve	•
Genbehandling af målecylindre	•
Genbehandling af beholdere, fx luftvaskere	•
Genbehandling af diverse instrumenter	•

DataDiaryID  
NFC-chipkort  
til nem brugeridentifikation i DataDiary-appen.



EAN: 4002515966464 / Materiale nummer: 10735270 /  
Gammelt materiale nummer: 68819501D

#### Mål og vægt

Udvendigt mål, nettohøjde i mm	54
Udvendigt mål, nettobredde i mm	86
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	120
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	170
Nettovægt i kg	0,00
Bruttovægt i kg	0,00

#### Normer og godkendelser

ISO/IEC 14443

•