


DKF 11-R  
Regenererbart Longlife AirClean-lugtfiler  
til Miele emhætte DA 7198 W.



EAN: 4002515944400 / Materiale nummer: 10787630 /  
Gammelt materiale nummer: 28996385EU1

- Med aktivt kul – neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos
- Hvert halve år kan den blot regenereres i ovnen
- Billigere end engangsfilter, når udskiftningsinterval overholdes.
- Levetid på 3 år
- Indhold: 1 filter, mål: 25,0 cm x 19,8 cm x 4,1 cm