


APFD 401  
 Indsats  
 til optimal anbringelse af medicinbægre.



- Eget til anbringelse af 60 medicinbægre
- Eget til anbringelse af 10 APFD 402
- Udstyret med 10 rækker med en afstand mellem stiverne på 36 mm
- Maksimal højde af utensilier 42 mm


EAN: 4002516152163 / Materiale nummer: 10869810 /  
 Gammelt materiale nummer: 67540101D

Produktkategori	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Produkttilknytning	
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktkategori	
Indsats til medicinbægre	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Kapacitet	
Medicinbægre [antal]	60
Indsats APFD 402 [antal]	10

APFD 401

Indsats

til optimal anbringelse af medicinbægre.



EAN: 4002516152163 / Materiale nummer: 10869810 /  
Gammelt materiale nummer: 67540101D

<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	58
Udvendigt mål, nettobredde i mm	220
Udvendigt mål, nettodybde i mm	414
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	75
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	235
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	430
Nettovægt i kg	1,22
Bruttovægt i kg	1,41