


APFD 402

Indsats

til optimal anbringelse af låg til medicinbægre.



- Eget til anbringelse af 8 låg til medicinbægre
- Til kurveindsats APFD 401
- Eget til låg med en diameter på 28 til 35 mm


EAN: 4002516152170 / Materiale nummer: 10869850 /  
Gammelt materiale nummer: 67540201D

<b>Produktkategori</b>	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsat til låg til medicinbægre	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Kunststof
Farve	Grå
<b>Kapacitet</b>	
Låg til medicinbægre [antal]	8

APFD 402

Indsats

til optimal anbringelse af låg til medicinbægre.



EAN: 4002516152170 / Materiale nummer: 10869850 /  
Gammelt materiale nummer: 67540201D

Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	55
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	180
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	250
Nettovægt i kg	0,01
Bruttovægt i kg	0,02