

DS 5

Membrandoseringspumpe

til 5-liters dunke, til dosering af flydende midler.



- Til eftermontering af yderligere doseringspumper
- Til dosering af rengørings-, afspændings-, neutraliseringsmidler
- Inkl. sugelanse til 5-liters dunk
- Leveres med: doseringspumpe, -lanse, -volumenkontrol, slange

EAN: 4002515992234 / Materiale nummer: 10880860 /
Gammelt materiale nummer: 69249001D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Doseringssystem	•
Eltilslutning	
Faseantal	0
AC/DC	DC
Spænding i V	24
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,01
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	160
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	200
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	475
Nettovægt i kg	0,68
Bruttovægt i kg	1,05