

PR
Integreret rapportprinter
til udskrivning af procesrapporter.



EAN: 4002516024040 / Materiale nummer: 10931290 /
Gammelt materiale nummer: 69247003D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8617	•
Produktegenskaber	
Farve	Sort
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	95
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	190
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	291
Nettovægt i kg	0,92
Bruttovægt i kg	2,50